

PACE Modelo 300

TRÊS CÂMARAS TEMPORÁRIAS
MARCA-PASSO CARDÍACO



O primeiro marcapasso do mundo com câmara tripla para estímulos bi-ventriculares temporários



MEDIMP
Equipamentos Médicos

OSYPKA
MEDICAL

Estimulação Temporária

Destaques do PACE Modelo 300

- Três terminais de estímulo dedicados
- Resincrinização em pacientes com baixa fração de ejeção
- Saída de tensão constante para uma captura cardíaca fiel (semelhante aos marca-passos permanentes)
- Configuração variável de atraso AV e VV
- Função Autosense acompanha automaticamente as amplitudes de ondas P/R e ajusta a sensibilidade atrial e ventricular de acordo
- Amplitudes de onda P e R são medidas pressionando a tecla PAUSE
- Interface com Pacemaker Clinic™ para otimização automática de CRT
- Fácil e rápida mudança de bateria: não precisa se preocupar com a orientação da bateria (uma única bateria 9 V)
- Produto vitalício



Cod. 2005

Especificações

PACE Modelo 300

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------|
| Modos | DDD (BV, R, L), VVI (BV, R, L), AAI, VDD (BV, R, L) D00 (BV, R, L), V00 (BV, R, L), A00, DVI (BV, R, L), DAI (BV, R, L) VAT (BV, R, L), AAT, DDD+AT, DAT (BV, R, L), DDI (BV, R, L) | |
| Frequência Básica | 30 - 220 ppm | |
| Frequência Atrial Rápida | 70 - 1.000 ppm | |
| Amplitude de Pulso | 0,1 - 18 V | |
| Duração do Pulso | 0,05 - 1,5 ms | |
| Atraso V-V | 5 - 80 ms | |
| Limite de Sensibilidade | Átrio: 0,2 - 20 mV | Ventrículo: 1,0 - 20 mV |
| Período Refratário | 250 ms | |
| Dimensões | 21,7 cm x 9,6 cm x 5,1 cm (8,9" x 3,8" x 2,0") | |
| Peso com Bateria | 490 g | |
| Tipo de Bateria | 9V Tipo 6LP3146 Alcalina | |
| Vida Útil da Bateria | Alcalina: até 5 dias (72 ppm, 8,0V) | |

MedImp

Rua Enéas, 705 - Lojas 1 e 2 - Bairro Novo Glória
30880-010 Belo Horizonte/MG
Tel: +55 (31) 3567-3229
E-mail: vendas@medimp.com.br
www.medimp.com.br

 **MEDIMP**
Equipamentos Médicos

CE
FDA